

機能、サイズ等を、
必ずご確認ください。

1 白十字【フラット型】
応援介護フラットタイプ

フラットタイプ

吸収回数目安
約2回分



ロングサイズの安心感と
ソフトな肌ざわり。

サイズ30cm×72cm
・30枚入り×2

2 3 大王製紙【パンツ型】
アテント長時間さらさらパンツ

やわらか素材

吸収回数目安
約5回分



逆戻りを防いで表面がさらさら。

- ② M～L (ウエスト60cm～95cm)
・20枚入り×1
- ③ L～LL (ウエスト80cm～125cm)
・18枚入り×1

4 5 白十字【パンツ型】
サルバやわ楽パンツ しっかり長時間

弱酸性素材

吸収回数目安
約5回分



吸収体を押し上げている構造。

- ④ M～L (ウエスト60cm～95cm)
・18枚入り×1
- ⑤ L～LL (ウエスト80cm～125cm)
・16枚入り×1

6 7 8 9 ユニ・チャーム【パンツ型】
ライフリハビリパンツ

リハビリに最適

吸収回数目安
約5回分

モレずに上げ下げ
しやすい。



- ⑥ S (ウエスト50cm～70cm)
・18枚入り×1
- ⑦ M (ウエスト60cm～85cm)
・16枚入り×1
- ⑧ L (ウエスト75cm～100cm)
・14枚入り×1
- ⑨ LL (ウエスト90cm～125cm)
・12枚入り×1

10 11 12 光洋ディスバース【パンツ型】
オンリーワンケア 前後フリーパンツ

前後フリー

吸収回数目安
約5回分



隙間を作らず身体にフィット。
横モレにも強い。

- ⑩ S (ウエスト50cm～70cm)
・20枚入り×1
- ⑪ M (ウエスト60cm～90cm)
・18枚入り×1
- ⑫ L～LL (ウエスト80cm～140cm)
・16枚入り×1

13 14 白十字【パンツ型】
サルバやわ楽パンツ 安心うす型

弱酸性素材

吸収回数目安
約3回分



吸収体を押し上げている構造。

- ⑬ M～L (ウエスト60cm～95cm)
・22枚入り×1
- ⑭ L～LL (ウエスト80cm～125cm)
・20枚入り×1

15 16 17 光洋ディスバース【パンツ型】
オンリーワンケア 前後フリーパンツうす型

前後フリー

吸収回数目安
約2回分



隙間を作らず身体にフィット。
横モレにも強い。

- ⑮ S (ウエスト50cm～70cm)
・24枚入り×1
- ⑯ M (ウエスト60cm～90cm)
・22枚入り×1
- ⑰ L～LL (ウエスト80cm～140cm)
・20枚入り×1

18 白十字【尿とりパッド】
サルバあて楽パッドスーパーワイド長時間

弱酸性素材

吸収回数目安
約4回分



たっぷり吸収して背モレを
防ぐワイドサイズ。全面通気。

サイズ28cm×55cm
・30枚入り×3

19 20 白十字【尿とりパッド】
サルバ尿とりパッドスーパー

男性用・女性用

吸収回数目安
約2回分



※男女セットではありません
男性用は外れにくい固定ホール付
き。女性用は扱いやすいサイズで
しっかり吸収。

- ⑲ 男性用 (サイズ22cm×40cm)
・45枚入り×3
- ⑳ 女性用 (サイズ20cm×47cm)
・45枚入り×3

※画像は女性用です

21 白十字【尿とりパッド】
サルバあて楽パッド朝まで1枚夜用スーパー

定番商品

吸収回数目安
約7回分



高吸収タイプのパッド。長時間
でもモレもお肌も安心。

サイズ28cm×64cm
・22枚入り×2

22 ユニ・チャーム【尿とりパッド】
ライフリフリー 一晩中あんしん尿とりパッド夜用スーパー

おしりさらっと

吸収回数目安
約6回分



朝までお肌をさらさらに保つ。

サイズ28cm×60cm
・14枚入り×3

23 日本製紙クレシア【尿とりパッド】
アクティ尿とりパッド昼用・長時間3回分吸収

さらさらシート

吸収回数目安
約3回分



吸収体エンボス加工で素早く吸収。
消臭ポリマーで気になる臭いを抑え
ます。

サイズ19cm×48cm
・24枚入り×3

24 25 26 大王製紙【テープ止めタイプ】
アテントテープ止めタイプ

定番商品

吸収回数目安
約4回分



背中モレと横モレを防ぐギャザ
ー付き。脚まわりや腰まわりが
細い方にもフィット。

- ⑳ M (ヒップ65cm～100cm)
・20枚入り×1
- ㉑ L (ヒップ80cm～125cm)
・20枚入り×1
- ㉒ LL (ヒップ84cm～142cm)
・15枚入り×1

27 28 白十字【テープ止めタイプ】
応援介護 あて楽テープ

定番商品

吸収回数目安
約3回分



スタンダードなテープ止め。

- ㉗ M (ヒップ70cm～95cm)
・20枚入り×1
- ㉘ L (ヒップ90cm～125cm)
・17枚入り×1

29 30 31 32 ユニ・チャーム【テープ止めタイプ】
ライフリフリー横モレあんしんテープ止め

横モレを防止

吸収回数目安
約4回分



3重ギャザーでしっかりフィット。

- ㉙ S (ヒップ56cm～90cm)
・22枚入り×1
- ㉚ M (ヒップ67cm～106cm)
・20枚入り×1
- ㉛ L (ヒップ81cm～128cm)
・17枚入り×1
- ㉜ LL (ヒップ81cm～141cm)
・15枚入り×1